



# Newsletter

New Product Releases July. 2022

## 12/24well Black Plate

### Clear and Black

SPL Life Sciences에서 새롭게 12/24well Black Plate를 출시합니다.

12/24well Black Plate 는 투명도가 높은 바닥면을 통한 현미경 관찰에 최적의 환경을 제공합니다.

외부 빛을 차단하고 well 간의 간섭을 최소화하여 형광실험에서 신호를 얻기에 적합합니다.



### Bottom 종류에 따른 표면의 특징

- 1) Flux: Glass 대비 세포배양 성능을 향상 시킨 플라스틱 필름으로, 내화학적 및 내구성이 우수하여 confocal microscopy 관찰에 적합
- 2) PS: 일반적으로 세포배양에 사용하는 표면으로, 기존 배양 제품보다 두께가 얇으며 표면처리를 통해 세포배양이 가능

- Non-pyrogenic
- Non-cytotoxic
- DNase / RNase - free
- Human DNA - free

Cat.no.	Material (Plate/Bottom)	Color	Bottom Type	External Dimension (mm)	Surface Treatment	Sterile	Packaging
<b>12well</b>							
33212	PS / FLux	Black	flat	85.40 × 127.60 × 20.20	+	+	1 / 10
33312	PS / PS	Black	flat	85.40 × 127.60 × 20.20	+	+	1 / 10
<b>24well</b>							
33224	PS / FLux	Black	flat	85.40 × 127.60 × 20.20	+	+	1 / 10
33324	PS / PS	Black	flat	85.40 × 127.60 × 20.20	+	+	1 / 10



**SPL Life Sciences Co., Ltd.**

26, Geumgang-ro 2047 beon-gil, Naechon-Myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-Do 11192, Korea

Tel + 82-31-533-4800 Fax + 82-31-533-1430 www.spplifesciences.com

(c)2016 SPL LIFE SCIENCES ALL RIGHTS RESERVED

CE ISO 13485

